

# INDICAZIONI E RISULTATI

## Inestetismi della cellulite



Riduzione e prevenzione inestetismi della cellulite

## Ristagno di liquidi interstiziali Edemi da attività muscolare



Arti più leggeri e dinamizzati

## Gonfiore addominale



Addome più sgonfio, alleggerimento degli arti inferiori

## Inestetismi della cellulite



Riduzione e prevenzione inestetismi della cellulite

## Tessuti intossinati



Maggior ossigenazione dei tessuti

## Ipotonia tissutale



Tessuti più sodi e compatti

**NON È OPERATORE DIPENDENTE!**

# IL MASSAGGIO PNEUMATICO CHE DRENA E RIMODELLA LA SILHOUETTE

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
MODELLO	Q03PRE000000
POTENZA MAX	120 VA
POTENZA D'USCITA	Pressione regolabile da 0 a 80 mBar
VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI	LED Colour Touch Screen 5,7"
SETTORI	8 (optional + 4)
CARATTERISTICHE DI USCITA	Pressomassaggio ad aria



OFFRIAMO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITI, GARANTENDO CHE I TUOI DISPOSITIVI SIANO SEMPRE OTTIMIZZATI PER OFFRIRE RISULTATI ECCEZIONALI.

OGNI NOSTRO PRODOTTO È COPERTO DA GARANZIE COMPLETE CHE OFFRONO TRANQUILLITÀ AI NOSTRI CLIENTI. CI IMPEGNAMO A GARANTIRE CHE OGNI DISPOSITIVO ESTETICO- MEDICO CHE VENDIAMO SIA AFFIDABILE E DI ALTA QUALITÀ.

la med.TECH

# PRESSOTECH



# LE PECULIARITÀ DI PRESSOTECH

- 1** È un efficace trattamento di compressione che permette di ripristinare la funzionalità circolatoria venosa e linfatica riducendo il gonfiore, la tensione muscolare e lo stress.
- 2** Attraverso il massaggio pneumatico Presso Touch aiuta a detossinare ed ossigenare i tessuti e si presta alla sinergia con tecnologie a finalità lipolitica.
- 3** Questa tipologia di trattamento si può eseguire in ogni periodo dell'anno sia su clienti di sesso femminile che maschile e risponde ai principali inestetismi del corpo, in particolare a quelli che interessano gambe, glutei e fianchi.

## I programmi

### MASSAGGIO PERISTALTICO

Consiste in una successione di fasi di compressione e decompressione, dal piede all'addome.

È il programma ideale per i soggetti che presentano un rallentamento della circolazione sanguigna

### MASSAGGIO CONTINUO

È il programma più intenso ed è adatto per i trattamenti rimodellanti. È molto utile per il pompaggio arterioso e favorisce l'irrorazione e dunque l'ossigenazione e il nutrimento dei tessuti degli arti inferiori.

### MASSAGGIO DRENANTE

Grazie alla ripetuta azione del massaggio, favorisce il flusso della linfa verso i punti di scarico linfatico.

Ottimo alleato per il trattamento del linfedema.

➤ **Presso Touch  
lavora in sinergia con fanghi,  
bendaggi, maschere corpo, sieri**



## I PLUS DI PRESSOTECH

### GAMBALI

- Lavorano a 8 settori interdipendenti per potenziare la
- performance del trattamento e sono dotati di pressori inguinali, di pedaline per la volta plantare e di fasce pressorie per la zona lombari e glutei.
- Il materiale esterno è antistrappo, quello interno è in tessuto spalmato atossico, antimicotico e antibatterico di facile pulizia.
- La chiusura in velcro li rende adatti a ad ogni taglia. Il marsupio-contenitore permette un razionale funzionamento con i tubi a scomparsa ed un pratico riordino dopo l'uso.

### BRACCIALI\*

- 4 settori indipendenti
- Regolabile in circonferenza con sistema "velcro"

\*disponibili su richiesta



### SOFTWARE GESTIONALE

semplice ed intuitivo da gestire tramite schermo touchscreen consente di sfruttare appieno i 3 programmi di lavoro, personalizzando il trattamento settore per settore.