

INDICAZIONI E RISULTATI

Linfo-edema ed inestetismi della cellulite



Riduzione degli inestetismi della cellulite

Adiposità diffuse e localizzate



Riduce i cuscinetti adiposi

Alterazione della vascolarizzazione tissutale



Maggior ossigenazione dei tessuti

Perdita del profilo dell'ovale e perdita di densità



Ridefinisce le forme della silhouette e dell'ovale

Affaticamento della zona peri- oculare



Effetto drenante per borse e occhiaie

**È PROGETTATA,
INGEGNERIZZATA E PRODOTTA
INTERAMENTE IN ITALIA**

L'ENDOMASSAGGIO CHE PLASMA LE FORME DEL VISO E DELLA SILHOUETTE

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
MODELLO	Q09VAK000000
ALIMENTAZIONE	230Vac 50/60 Hz
ASSORBIMENTO MAX	100 VA
FUSIBILI	2 x T 2 A
POTENZA MAX VACUUM	Depressione regolabile fino a 80 KPa
VISUALIZZAZIONE PARAMETRI	Display alfanumerico
IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI	Guida Menu di testo
COMANDI	Tasti e manopola rotativa



OFFRIAMO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITI, GARANTENDO CHE I TUOI DISPOSITIVI SIANO SEMPRE OTTIMIZZATI PER OFFRIRE RISULTATI ECCEZIONALI.

OGNI NOSTRO PRODOTTO È COPERTO DA GARANZIE COMPLETE CHE OFFRONO TRANQUILLITÀ AI NOSTRI CLIENTI. CI IMPEGNIAMO A GARANTIRE CHE OGNI DISPOSITIVO ESTETICO- MEDICO CHE VENDIAMO SIA AFFIDABILE E DI ALTA QUALITÀ.

la med.TECH

VACUUMTECH



LE PECULIARITÀ DI VACUUMTECH

1 Si tratta di un'apparecchiatura che combina un sistema di pressione a vuoto all'azione meccanica dei rulli presenti sul manipolo al fine di ottenere una ginnastica tissutale in grado di stimolare il MICROCIRCOLO e l'attivazione delle FIBRE ELASTICHE di viso e corpo.

2 Il massaggio aspirato determinato dalla suzione continua o intermittente esercitata dai manipoli sui tessuti, consente di aumentare l'irrorazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare, rassodando al contempo la pelle.

3 La manipolazione dei tessuti induce alla redistribuzione dei grassi favorendo il RIDIMENSIONAMENTO delle CELLULE ADIPOSE e il rimodellamento della silhouette.

IMPOSTAZIONE PARAMETRI

L'apparecchiatura è intuitiva e facile da utilizzare. Attraverso la manopola di regolazione consente di personalizzare l'aspirazione in base alle caratteristiche del tessuto da trattare.



*Vacuumtech
lavora in sinergia
con olio secco*



I PLUS DI VACUUMTECH

Key Vacuum è corredata di 2 manipoli 1 corpo e 1 Stilo per viso e corpo

TESTE & MANIPOLI



- **Testa Rughe:** studiata per lavorare in modo puntuale nel solco della ruga e per il trattamento della zona periorbitale e delle labbra.



- **Testa Tonda:** ideale per il rimodellamento del viso e del corpo con superficie ridotta.



- **Testa Conica:** ideale per il drenaggio di viso, collo e décolleté.



- **Manipolo Corpo:** ideale per il rimodellamento della silhouette.

